



**MINIPHOTOMETER 6 DR. LANGE ZUR  
ERMITTLUNG VON ERYTHROCYTEN-  
HÄMATOKRIT-UND  
HÄMOGLOBINMESSUNGEN**

**SKU:** AF062012

zzgl. [Versandkosten](#)

gepflegt & Sofit einsetzbar  
Vollfunktionsfähig

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Laborequipment](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

# Miniphotometer 6

Name des Herstellers:	Hach Lange GmbH
Art:	Absorptionsphotometer
Typ:	Miniphotometer 6 Photometer mit RST Technik (Referenzstrahlengang) Filter 546 nm Halogenlampe, 2 Si- Photoelemente
Ergebnisanzeige:	LCD Anzeige
Küvettenaufnahme:	für Dr. Lange- Küvetten- Tests



Gewicht: 0,5 kg

Das Netzgerät ist leider nicht dabei

Es besteht aber auch die Möglichkeit das Gerät per Akku zubetreiben. Dazu sind 5 Batterien a 1,5V erforderlich (nicht inklusiv)

Sprachen: Deutsch

Keine Schnittstelle für PC!

Das Photometer eignet sich für Erythrocyten- (Küvetten-Test LKM 142), Hämatokrit-(Küvetten-Test LKM 144) und Hämoglobinmessungen (Küvetten - Test LKM 143 ) im Blut!

voll funktionsfähig und regelmäßig geeicht worden! Gebrauchsspuren, wie z.B. leichte Vergilbung oder kleine Kratzer sind natürlich vorhanden.

Differenzbesteuerter Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

