


### [MITEK VAPR 3 - REF-225021 - MIT FUSSSCHALTER](#)

SKU: CA112024

~~1.279,00 €~~ **1.170,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Mitek VAPR 3 (Referenznummer 225021) ist ein medizinisches Gerät, das in der Chirurgie verwendet wird, insbesondere in der arthroskopischen und minimal-invasiven Chirurgie. Hier sind einige wichtige Informationen zu diesem Gerät:

1. **Funktion:** Der Mitek VAPR 3 ist ein Hochfrequenzgerät, das zur Gewebeablation eingesetzt wird. Es wird häufig verwendet, um überschüssiges Gewebe zu entfernen oder zu konturieren, beispielsweise bei Gelenkoperationen.
2. **Fußschalter:** Der Fußschalter ermöglicht eine einfache und bequeme Steuerung des Geräts während des Eingriffs, sodass der Chirurg die Hände frei hat, um andere Instrumente zu bedienen. Dies erhöht die Effizienz und Sicherheit während der Operation.
3. **Einsatzgebiete:** Das Gerät findet Anwendung in verschiedenen chirurgischen Disziplinen, darunter Orthopädie, Sportmedizin und allgemeine Chirurgie. Es wird oft bei arthroskopischen Eingriffen eingesetzt, um Gewebe präzise abzutragen.
4. **Bedienung:** Die Bedienung des Mitek VAPR 3 sollte gemäß den Anweisungen des Herstellers erfolgen. Es ist wichtig, sich mit den verschiedenen Einstellungen und Funktionen vertraut zu machen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
5. **Wartung:** Regelmäßige Wartung und Überprüfung des Geräts sind notwendig, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert und hygienisch bleibt.



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

