



## [MITSUBISHI CP31W // CP 31 W](#) [FARBDRUCKER VIDEO COPY PROCESSOR](#)

**SKU:** AQ092021 // AL092021

**Der Mitsubishi CP31W Farbdrucker** ist ein leistungsstarker Video Copy Processor, der hochwertige Farbdrucke mit präziser Bildverarbeitung ermöglicht. Er überzeugt durch schnelle Druckgeschwindigkeit und zuverlässige Farbtreue, ideal für den medizinischen Einsatz in der Bilddokumentation.



---

**Categories:** [Video-Drucker und -Recorder](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der **Mitsubishi CP31W // CP 31 W Farbdrucker Video Copy Processor** ist ein hochentwickeltes Gerät, das speziell für den medizinischen Bereich zur präzisen und zuverlässigen Farbdruckausgabe entwickelt wurde. Dieses Gerät kombiniert modernste Drucktechnologie mit einer benutzerfreundlichen Schnittstelle, um qualitativ hochwertige Ausdrücke von medizinischen Bilddaten und Videos zu gewährleisten.

### **Technische Eigenschaften und Funktionen:**

- **Farbdruckqualität:** Der CP31W bietet eine exzellente Farbwiedergabe mit hoher Auflösung, um diagnostisch relevante Details in medizinischen Bildern wie Röntgenaufnahmen, MRTs oder Ultraschallvideos präzise darzustellen.
- **Video Copy Processor:** Dieses integrierte Modul ermöglicht die direkte Verarbeitung und Ausgabe von Videodaten, was besonders in Bereichen wie der Endoskopie oder Kardiologie von Vorteil ist.
- **Schnelle Druckgeschwindigkeit:** Optimiert für den klinischen Einsatz, reduziert der Drucker Wartezeiten und unterstützt so effiziente Arbeitsabläufe in medizinischen Einrichtungen.
- **Zuverlässigkeit und Langlebigkeit:** Entwickelt für den Dauerbetrieb, gewährleistet der CP31W eine konstante Leistung auch in anspruchsvollen Umgebungen.



### **Anwendungsbereiche:**

- Erstellung von Farbausdrucken medizinischer Bild- und Videodaten
- Dokumentation und Archivierung von Patientenbildern
- Unterstützung bei Diagnoseprozessen durch hochwertige Bildausgabe
- Integration in klinische Workflows zur Verbesserung der Patientenversorgung

### **Weitere Vorteile:**

- Einfache Bedienung dank intuitiver Benutzeroberfläche
- Kompatibilität mit verschiedenen medizinischen Bildgebungsgeräten und Systemen
- Kompaktes Design, das sich problemlos in medizinische Arbeitsumgebungen integrieren lässt
- Hohe Sicherheit und Datenschutz durch moderne Verschlüsselungs- und Zugriffsmechanismen

Der **Mitsubishi CP31W // CP 31 W Farbdrucker Video Copy Processor** ist somit eine ideale Lösung für medizinische Einrichtungen, die Wert auf präzise, schnelle und zuverlässige Farbdrucke von Bild- und Videomaterial legen. Er unterstützt Fachpersonal dabei, diagnostische Informationen optimal zu visualisieren und dokumentieren.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

