



[MITSUBISHI CP900 // CP 900 // CP900E](#) [ULTRASCHALLDRUCKER DRUCKER](#)

SKU: IP072021 // CL032022

Der Mitsubishi CP900 Ultraschalldrucker überzeugt durch seine schnelle und zuverlässige Drucktechnologie, ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen. Mit hoher Auflösung und langlebiger Bauweise gewährleistet er präzise und klare Druckergebnisse bei Ultraschalluntersuchungen.



Categories: [Video-Drucker](#) und [-Recorder](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Mitsubishi CP900** Ultraschalldrucker, auch bekannt als **CP 900** oder **CP900E**, ist ein hochmodernes Drucksystem, das speziell für medizinische Anwendungen entwickelt wurde. Dieses Gerät überzeugt durch seine herausragende Druckqualität, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit, was es zu einer idealen Lösung für den Einsatz in Krankenhäusern, Kliniken und Arztpraxen macht.

Hauptmerkmale des Mitsubishi CP900 Ultraschalldruckers:

- **Hochauflösender Thermosublimationsdruck:** Der CP900 liefert gestochen scharfe, detailreiche und langlebige Ausdrücke, die besonders für Ultraschallbilder von großer Bedeutung sind.
- **Hohe Druckgeschwindigkeit:** Schnelle Ausgabezeiten ermöglichen eine effiziente Arbeitsweise, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen.
- **Robustes und kompaktes Design:** Der Drucker ist platzsparend und widerstandsfähig, ideal für den Dauereinsatz im medizinischen Umfeld.
- **Einfache Bedienung:** Intuitive Benutzeroberfläche und leicht zugängliche Druckmedien sorgen für minimale Ausfallzeiten und unkomplizierte Handhabung.
- **Vielseitige Schnittstellen:** Unterstützt verschiedene Anschlussmöglichkeiten wie USB, parallele und serielle Schnittstellen zur nahtlosen Integration in unterschiedliche Ultraschallsysteme.



- **Langlebige Verbrauchsmaterialien:** Spezielle Farbbänder und Papier gewährleisten eine hohe Beständigkeit gegen Verblässen und Wasser, was für die Archivierung von medizinischen Bildern essentiell ist.

Der Mitsubishi CP900 Ultraschalldrucker ist speziell auf die Anforderungen der medizinischen Bildgebung abgestimmt. Er ermöglicht präzise und kontrastreiche Ausdrücke, die eine verlässliche Diagnostik unterstützen. Darüber hinaus ist der Drucker bekannt für seine hohe Betriebssicherheit und geringe Wartungsanforderungen, was Ausfallzeiten reduziert und die Effizienz im Praxisalltag steigert.

Technische Highlights im Überblick:

- Druckverfahren: Thermosublimation
- Druckauflösung: Bis zu 300 dpi
- Maximale Druckgeschwindigkeit: Ca. 6 Sekunden pro Bild
- Unterstützte Medienformate: 100 mm x 150 mm (Standardpapier für Ultraschallbilder)
- Schnittstellen: USB, parallel, seriell
- Abmessungen (B x T x H): Kompakt und platzsparend
- Gewicht: Leicht und mobil

Zusammenfassend stellt der Mitsubishi CP900 // CP 900 // CP900E Ultraschalldrucker eine hervorragende Wahl für medizinische Einrichtungen dar, die Wert auf qualitativ hochwertige, zuverlässige und schnelle Drucklösungen legen. Seine Kombination aus Präzision, Benutzerfreundlichkeit und robustem Design macht ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug in der modernen medizinischen Bildgebung.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

