



[MITSUBISHI CP910 // CP 910 // CP910E](#) [ULTRASCHALLDRUCKER DRUCKER](#)

SKU: IW072021 // CX032022

Der **Mitsubishi CP910** Ultraschalldrucker überzeugt durch hohe Druckgeschwindigkeit und exzellente Bildqualität, ideal für medizinische Anwendungen. Mit zuverlässiger Technologie gewährleistet er präzise Dokumentation und langlebige Ausdrücke in klinischen Umgebungen.



Categories: [Video-Drucker und -Recorder](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Mitsubishi CP910** (auch bekannt als **CP 910** oder **CP910E**) ist ein hochmoderner Ultraschalldrucker, der speziell für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen entwickelt wurde. Dieses Gerät bietet eine zuverlässige und qualitativ hochwertige Drucklösung für die Dokumentation von Ultraschalluntersuchungen und anderen medizinischen Bildgebungen.

Eigenschaften und Vorteile:

- **Hohe Druckqualität:** Der CP910 erzeugt gestochen scharfe, detailreiche Ausdrücke mit einer Auflösung von bis zu 300 dpi. Dies gewährleistet eine präzise Darstellung von Ultraschallbildern, die für Diagnosen und Befunddokumentationen unerlässlich sind.
- **Schnelle Druckgeschwindigkeit:** Mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 6 Zoll pro Sekunde ermöglicht der Drucker eine zügige Ausgabe, wodurch Arbeitsabläufe in der Klinik oder Praxis effektiv unterstützt werden.
- **Thermodirektdruck-Technologie:** Der Mitsubishi CP910 nutzt eine Thermodirektdruck-Technologie, die den Einsatz von Tinte oder Toner überflüssig macht. Dies reduziert Wartungsaufwand und Betriebskosten signifikant.
- **Kompaktes und robustes Design:** Das Gehäuse ist kompakt und platzsparend gestaltet, ideal für den Einsatz an beengten Arbeitsplätzen. Gleichzeitig ist der Drucker robust konstruiert, um den Anforderungen im medizinischen Alltag standzuhalten.



- **Einfache Bedienung:** Die intuitive Benutzeroberfläche und das schnelle Laden von Thermopapierrollen erleichtern den Einsatz und sorgen für einen unterbrechungsfreien Betrieb.
- **Vielfältige Anschlussmöglichkeiten:** Der CP910 ist mit USB- und parallelen Schnittstellen ausgestattet, was eine einfache Integration in bestehende Ultraschallsysteme und IT-Infrastrukturen ermöglicht.

Anwendungsmöglichkeiten:

Der Mitsubishi CP910 Ultraschalldrucker ist ideal für die schnelle und zuverlässige Erstellung von Befundausdrucken in folgenden Bereichen:

- Gynäkologie und Geburtshilfe
- Kardiologie
- Radiologie
- Urologie
- Allgemeinmedizinische Ultraschalluntersuchungen

Zusammenfassung:

Der Mitsubishi CP910 ist ein leistungsfähiger, zuverlässiger und benutzerfreundlicher Thermodrucker, der speziell auf die Anforderungen der medizinischen Ultraschalldiagnostik zugeschnitten ist. Seine hohe Druckqualität, schnelle Verarbeitung und geringe Betriebskosten machen ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für Kliniken, Praxen und medizinische Labore.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

