



[MÖLLER 52305 WEDEL VISUTEST D – 52305 PHOROPTER](#)

SKU: BU062025- AW032026

Möller 52305 Wedel VISUTEST D – 52305

Phoropter ist ein präzises optisches Messgerät zur Bestimmung der Refraktion und Fehlsichtigkeit. Es gewährleistet eine schnelle und zuverlässige Analyse der Sehschärfe, ideal für den Einsatz in Augenarztpraxen und Optikerbetrieben.



Categories: [Ophthalmologie](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

