



MÖLLER WEDEL 2146 IDEMVISUS
JDEMVISUS N. PROF. SCHOBER
SEHZEICHENPROJEKTOR

SKU: BE072025

zzgl. [Versandkosten](#)

Möller Wedel 2146 Idemvisus Jdemvisus n. Prof. Schober ist ein präziser Sehzeichenprojektor zur professionellen Augendiagnostik, der eine klare und kontrastreiche Projektion von Sehzeichen ermöglicht. Das Gerät unterstützt die exakte Beurteilung der Sehschärfe und ist einfach in der Anwendung, ideal für den Einsatz in Augenarztpraxen und Sehschulen.



Categories: [Ophtalmologie](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

