



MÖLLER WEDEL 2146 IDEMVISUS
JDEMVISUS N. PROF. SCHOBER
SEHZEICHENPROJEKTOR

SKU: FN112024

~~599,00 €~~ **527,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Ophtalmologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Möller Wedel 2146 Idemvisus ist ein Sehzeichenprojektor, der in der Augenheilkunde und Optometrie verwendet wird. Er dient zur Durchführung von Sehprüfungen und zur Beurteilung der Sehschärfe bei Patienten. Hier sind einige wichtige Informationen zu diesem Gerät:

1. **Funktion:** Der Idemvisus-Projektor projiziert verschiedene Sehzeichen (wie Buchstaben, Zahlen oder Symbole) auf eine Leinwand oder eine spezielle Fläche, um die Sehschärfe des Patienten zu testen. Die Zeichen können in unterschiedlichen Größen dargestellt werden, um verschiedene Sehschärfen zu überprüfen.
2. **Einsatzgebiet:** Der Projektor wird häufig in Augenarztpraxen, Optikergeschäften und klinischen Einrichtungen eingesetzt, um die Sehleistung von Patienten zu beurteilen und gegebenenfalls Korrekturen wie Brillen oder Kontaktlinsen vorzuschlagen.
3. **Bedienung:** Der Möller Wedel 2146 ist so konzipiert, dass er einfach zu bedienen ist. Die Bedienung erfolgt in der Regel über ein Bedienfeld, mit dem der Benutzer die Größe der projizierten Zeichen sowie andere Einstellungen anpassen kann.
4. **Präzision:** Das Gerät ermöglicht präzise Messungen der Sehschärfe und trägt dazu bei, genaue Diagnosen zu stellen.
5. **Wartung:** Wie bei jedem medizinischen Gerät ist es wichtig, regelmäßige Wartungs- und Kalibrierungsarbeiten



durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert und genaue Ergebnisse liefert.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

