



## [MÖLLER WEDEL M-2 - M2000 - M 2000](#) [SEHZEICHENPROJEKTOR](#)

**SKU:** AC032026-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Der Möller Wedel M-2 (M2000) Sehzeichenprojektor ist ein präzises medizinisches Gerät zur projektiven Darstellung von Sehzeichen zur Diagnostik und Therapie in der Augenheilkunde. Durch seine zuverlässige Technik gewährleistet er eine genaue Beurteilung der Sehfähigkeit und unterstützt somit gezielte Behandlungsmaßnahmen.



---

**Categories:** [Ophthalmologie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Möller Wedel M-2 (M2000) Sehzeichenprojektor** ist ein hochentwickeltes optisches Gerät, das speziell für die exakte Projektion von Sehzeichen in der Augenheilkunde entwickelt wurde. Dieses Gerät ermöglicht präzise und vielseitige Sehzeichenprojektionen zur Diagnose und Therapie von verschiedenen Sehfunktionen.

### Hauptmerkmale und Funktionen:

- **Präzise Sehzeichenprojektion:** Der M-2 Projektor bietet eine scharfe und klare Darstellung von Sehzeichen, die für die Beurteilung der Sehschärfe, des Gesichtsfeldes und anderer visueller Funktionen unerlässlich sind.
- **Vielseitige Sehzeichenauswahl:** Das Gerät stellt eine breite Palette an standardisierten Sehzeichen zur Verfügung, darunter Buchstaben, Zahlen, Symbole und spezielle Testmuster, um verschiedene visuelle Parameter zu prüfen.
- **Einfache Handhabung:** Durch eine intuitive Bedienoberfläche und präzise Einstellmöglichkeiten lässt sich der Sehzeichenprojektor schnell und unkompliziert an unterschiedliche Untersuchungsbedürfnisse anpassen.



- **Robuste Bauweise:** Der Projektor zeichnet sich durch eine langlebige Konstruktion aus, die den Anforderungen eines klinischen Alltags standhält.
- **Flexible Einsatzmöglichkeiten:** Der Möller Wedel M-2 ist sowohl in Augenarztpraxen als auch in klinischen Einrichtungen und Forschungslaboren einsetzbar.

#### **Anwendungsgebiete:**

- Diagnostik der Sehschärfe (Visusbestimmung)
- Gesichtsfelduntersuchungen
- Bestimmung der Sehzeichenwahrnehmung und -erkennung
- Therapeutische Anwendungen bei Sehstörungen

#### **Technische Details:**

- Projektionstechnologie: Hochwertige Lichtquelle mit gleichmäßiger Ausleuchtung
- Sehzeichenumfang: Standardisierte optotypische Zeichen gemäß ophthalmologischen Richtlinien
- Einstellmöglichkeiten: Variable Projektionsgrößen und -abstände
- Stromversorgung: Netzbetrieb mit energiesparender Technik
- Abmessungen und Gewicht: Kompakt und leicht für einfache Handhabung und Transport

Der **Möller Wedel M-2 (M2000) Sehzeichenprojektor** ist ein unverzichtbares Instrument für die präzise visuelle Diagnostik. Er unterstützt Augenärzte und medizinisches Fachpersonal dabei, verlässliche und reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen, die für eine zielgerichtete Behandlung unerlässlich sind.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

