



**MÖLLER WEDEL VM 900 // VM900 AUF
FS3-23 STATIV + XENON XL-300 + HL-150
XL-HL300 OP MIKROSKOP**

SKU: GE022022-NV

Möller Wedel VM 900 ist ein hochauflösendes Operationsmikroskop, ausgestattet mit dem robusten FS3-23 Stativ, der leistungsstarken Xenon XL-300 Lichtquelle und dem präzisen HL-150 XL-HL300 Optiksystem, das optimale Sichtverhältnisse für chirurgische Eingriffe gewährleistet. Dieses System kombiniert innovative Technik und ergonomisches Design für maximale Präzision und Benutzerfreundlichkeit im medizinischen Bereich.



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Möller Wedel VM 900 // VM900** ist ein hochwertiges Operationsmikroskop, das speziell für präzise und anspruchsvolle medizinische Eingriffe entwickelt wurde. Dieses System kombiniert modernste Optik mit robustem Design und benutzerfreundlicher Handhabung, um Chirurgen und medizinischem Fachpersonal optimale Unterstützung während der Operationen zu bieten.

Das Set beinhaltet das **FS3-23 Stativ**, das für maximale Stabilität und flexible Positionierung sorgt. Das Stativ ermöglicht eine einfache und präzise Ausrichtung des Mikroskops, was insbesondere bei langwierigen oder komplexen Eingriffen von entscheidendem Vorteil ist.

Das integrierte **Xenon XL-300 Beleuchtungssystem** liefert eine helle, homogene und flimmerfreie Lichtquelle, die für eine optimale Ausleuchtung des Operationsfeldes sorgt. Die Xenon-Lichtquelle ist bekannt für ihre hohe Farbtemperatur und Lichtintensität, wodurch Strukturen klar und detailreich dargestellt werden können.

Zur präzisen Vergrößerung und Betrachtung verfügt das Mikroskop über das **HL-150 XL-HL300 Objektivsystem**, das exzellente Bildqualität mit hoher Auflösung und Kontrast bietet. Die Optik ist speziell für chirurgische Anwendungen ausgelegt und unterstützt den Operateur dabei, feinste Details zu erkennen und sicher zu arbeiten.

- **Robustes FS3-23 Stativ:** Ermöglicht flexible Positionierung und sichere Fixierung des Mikroskops.
- **Xenon XL-300 Lichtquelle:** Helle, langlebige und farbtreue Beleuchtung für optimale Sicht im Operationsfeld.
- **HL-150 XL-HL300 Optik:** Hochwertige Vergrößerung mit scharfem Bild und hohem Kontrast.
- **Ergonomisches Design:** Unterstützt ermüdungsfreies Arbeiten und einfache Bedienung während langer Eingriffe.
- **Hygienische Oberflächen:** Leicht zu reinigen und desinfizieren, ideal für den Einsatz im OP.

Das **Möller Wedel VM 900 // VM900** Operationsmikroskop ist somit eine ausgezeichnete Wahl für Krankenhäuser, chirurgische Zentren und Facharztpraxen, die Wert auf Präzision, Zuverlässigkeit und moderne Technik legen. Es unterstützt eine Vielzahl von chirurgischen Disziplinen und trägt dazu bei, optimale Behandlungsergebnisse zu erzielen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

