



## [MTW ENDOSKOPIE IRRIGATIONSPUMPE](#)

SKU: AA092024-NV



---

Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die MTW Endoskopie Irrigationspumpe ist ein medizinisches Gerät, das in der Endoskopie verwendet wird, um Flüssigkeiten während eines endoskopischen Eingriffs zuzuführen. Diese Pumpen sind wichtig, um das Sichtfeld während der Untersuchung oder Behandlung zu verbessern, indem sie beispielsweise die Schleimhäute spülen oder die Sicht durch das Entfernen von Blut oder anderen Sekreten klären.

Einige Merkmale und Funktionen solcher Irrigationspumpen können Folgendes umfassen:

1. **Einstellbare Flussrate:** Die Möglichkeit, die Geschwindigkeit und Menge der zugeführten Flüssigkeit anzupassen.
2. **Verschiedene Flüssigkeitsoptionen:** Verwendung von Kochsalzlösung, Desinfektionsmitteln oder anderen geeigneten Lösungen.
3. **Benutzerfreundliche Steuerung:** Einfache Bedienung über ein Bedienfeld oder eine Fernbedienung.
4. **Sicherheitsfunktionen:** Mechanismen zur Vermeidung von Überdruck oder Leckagen.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

