




[NDS SC-SX19-A1511 NDS MEDICAL DISPLAY MONITOR](#)

SKU: DD122025 - FZ012026 (2X)

Der NDS SC-SX19-A1511 Medical Display Monitor bietet eine hochpräzise Bilddarstellung für medizinische Anwendungen und gewährleistet durch seine optimierte Farb- und Kontrastwiedergabe eine exakte Diagnoseunterstützung. Sein robustes Design und die einfache Integration in klinische Umgebungen machen ihn zu einem zuverlässigen Partner im medizinischen Alltag.



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **NDS SC-SX19-A1511 Medical Display Monitor** ist ein hochentwickeltes Anzeigegerät, das speziell für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen konzipiert wurde. Dieses Gerät kombiniert modernste Display-Technologie mit präziser Farbdarstellung und hoher Auflösung, um eine optimale Bildqualität bei medizinischen Diagnosen und chirurgischen Eingriffen zu gewährleisten.

Hauptmerkmale des NDS SC-SX19-A1511:

- **Bildqualität:** Der Monitor bietet eine hohe Auflösung bei exzellenter Helligkeit und Kontrast, was eine detailgetreue Darstellung medizinischer Bilder wie Röntgenaufnahmen, CT-Scans und Endoskopiebilder ermöglicht.
- **Farbgenauigkeit:** Durch fortschrittliche Farbkalibrierung und -management werden präzise und konsistente Farben sichergestellt, was für die Beurteilung von Gewebestrukturen und pathologischen Befunden essenziell ist.
- **Ergonomisches Design:** Das Gerät verfügt über flexible Einstellmöglichkeiten hinsichtlich Neigung, Höhe und Drehung, um eine optimale Positionierung am Arbeitsplatz sicherzustellen und die Benutzerfreundlichkeit zu



erhöhen.

- **Zuverlässigkeit:** Der Monitor ist für den Dauerbetrieb ausgelegt und entspricht den hohen Anforderungen medizinischer Umgebungen hinsichtlich Stabilität und Langlebigkeit.
- **Kompatibilität:** Vielfältige Anschlussmöglichkeiten gewährleisten eine einfache Integration in bestehende medizinische Bildgebungssysteme und IT-Infrastrukturen.

Anwendungsgebiete:

- Diagnostische Bildgebung (Radiologie, Kardiologie, Pathologie)
- Chirurgische Visualisierung und Endoskopie
- Telemedizin und Fernkonsultationen
- Bildgestützte Therapien und Planung

Der **NDS SC-SX19-A1511 Medical Display Monitor** erfüllt alle relevanten internationalen Normen und Standards für medizinische Geräte, einschließlich strenger Anforderungen an Sicherheit und Hygiene. Seine robuste Bauweise ermöglicht eine einfache Reinigung und Desinfektion, was in medizinischen Umgebungen unerlässlich ist.

Mit diesem Monitor erhalten medizinische Fachkräfte ein zuverlässiges Werkzeug, das die Präzision und Effizienz bei der Patientenversorgung unterstützt und durch seine technische Ausstattung einen entscheidenden Beitrag zur Diagnostik und Behandlung leistet.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

