



[NELLCOR N-560 PULSOXIMETER 100-240 V 5060 HZ](#)

SKU: CZ122025



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Nellcor N-560 Pulsoximeter ist ein tragbares Gerät zur nicht-invasiven Überwachung der Sauerstoffsättigung im Blut (SpO₂) und der Herzfrequenz. Es wird häufig in klinischen Umgebungen, wie Krankenhäusern und Arztpraxen, sowie in der häuslichen Pflege eingesetzt. Hier sind einige der Hauptmerkmale und Funktionen des Nellcor N-560:

1. **Zuverlässige Messungen:** Das N-560 bietet präzise und zuverlässige Messungen der Sauerstoffsättigung und Herzfrequenz, auch bei Patienten mit schwierigen Bedingungen wie niedriger Perfusion oder Bewegungsartefakten.
2. **Technologie zur Signalverarbeitung:** Das Gerät verwendet fortschrittliche Algorithmen zur Signalverarbeitung, um genaue Werte zu liefern, selbst unter herausfordernden Bedingungen.
3. **Benutzerfreundlichkeit:** Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht eine einfache Bedienung, sodass medizinisches Personal schnell auf die benötigten Informationen zugreifen kann.
4. **Alarmfunktionen:** Das N-560 verfügt über einstellbare Alarmgrenzen für SpO₂ und Herzfrequenz, die das medizinische Personal warnen, wenn die Werte außerhalb des normalen Bereichs liegen.
5. **Datenprotokollierung:** Das Gerät kann Daten speichern und protokollieren, was eine Nachverfolgung von Trends über die Zeit ermöglicht.
6. **Tragbarkeit:** Aufgrund seines kompakten Designs ist das N-560 leicht zu transportieren und eignet sich gut für den Einsatz in verschiedenen klinischen Umgebungen sowie für den Heimgebrauch.
7. **Vielseitigkeit:** Es kann bei einer Vielzahl von Patienten eingesetzt werden, einschließlich Neugeborenen, Kindern und Erwachsenen.

Das Nellcor N-560 Pulsoximeter ist ein wertvolles Werkzeug für die Überwachung von Patienten mit Atemwegserkrankungen, während chirurgischer Eingriffe oder in der postoperativen Phase.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

