



**NELLCOR N6000 ULTRA CAP SPO2  
OXIMETER ETCO2 CAPNOGRAPH  
MULTIPARAMETER MONITOR**

**SKU:** HW042025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

**Categories:** [Notfallversorgung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Nellcor UltraCap N-6000 ist ein multiparametrisches Patientenmonitoring-System, das speziell für die kontinuierliche Überwachung von Sauerstoffsättigung (SpO<sub>2</sub>), endtidalem CO<sub>2</sub> (EtCO<sub>2</sub>), Pulsfrequenz und Atemfrequenz entwickelt wurde. Es kombiniert die Funktionen eines Pulsoximeters und eines Kapnographen in einem kompakten Gerät und eignet sich für den Einsatz in Anästhesie, Intensivmedizin und Notfallversorgung.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

