



[NIDEK SCP 660 AUGENTESTGERÄT](#) [SEHTESTGERÄT SEHZEICHENPROJEKTOR](#)

SKU: EO072024-NV



Categories: [Ophtalmologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Nidek SCP-660 ist ein Sehtestgerät, das in der Augenheilkunde und Optometrie verwendet wird. Es handelt sich um einen Sehzeichenprojektor, der für die Durchführung von Sehtests konzipiert ist. Hier sind einige der Hauptmerkmale und Funktionen des Nidek SCP-660:

1. **Digitale Projektion:** Der SCP-660 nutzt digitale Technologie zur Projektion von Sehzeichen, was eine hohe Bildqualität und Klarheit gewährleistet.
2. **Vielseitige Sehzeichen:** Das Gerät bietet eine Vielzahl von Sehzeichen, darunter Buchstaben, Zahlen und Symbole, die für verschiedene Sehtests verwendet werden können.
3. **Einstellbare Testentfernung:** Der Projektor ermöglicht es, die Testentfernung je nach Bedarf anzupassen, was für die Durchführung verschiedener Tests wichtig ist.
4. **Benutzerfreundlichkeit:** Das Design des Geräts ist benutzerfreundlich, sodass sowohl Fachkräfte als auch Patienten leicht mit dem Gerät interagieren können.
5. **Integration mit anderen Geräten:** Oft kann der SCP-660 in ein umfassenderes System integriert werden, das andere diagnostische Geräte umfasst, um eine vollständige Augenuntersuchung zu ermöglichen.
6. **Speicherfunktionen:** Einige Modelle bieten die Möglichkeit, Testergebnisse zu speichern oder auszudrucken, was die Dokumentation und Nachverfolgung von Patienten erleichtert.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

