



## [NIHON KOHDEN BSM-2301K MONITOR](#)

SKU: AE112024

~~325,00 €~~ **292,50 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Patientenüberwachung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Nihon Kohden BSM-2301K ist ein Patientenmonitor, der in der medizinischen Überwachung eingesetzt wird. Hier sind einige allgemeine Informationen und Merkmale, die typischerweise mit diesem Modell verbunden sind:

### Hauptmerkmale:

1. **Display:** Der Monitor verfügt über ein hochauflösendes Farbdisplay, das eine klare Anzeige von Vitalzeichen und anderen Überwachungsparametern ermöglicht.
2. **Parameterüberwachung:** Er kann verschiedene Vitalparameter überwachen, darunter Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoffsättigung (SpO2), Körpertemperatur und mehr.
3. **Datenaufzeichnung:** Der Monitor bietet oft Funktionen zur Datenaufzeichnung und -analyse, um die Patientenüberwachung zu optimieren.
4. **Alarmfunktionen:** Integrierte Alarmfunktionen warnen das medizinische Personal bei abnormalen Werten oder kritischen Zuständen.
5. **Netzwerkfähigkeit:** Viele Modelle sind netzwerkfähig und können in ein zentrales Überwachungssystem integriert werden.

### Anwendung:

Der Nihon Kohden BSM-2301K wird häufig in Intensivstationen, Notaufnahmen und anderen klinischen Umgebungen eingesetzt, wo eine kontinuierliche Überwachung der Patienten erforderlich ist.



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

