



[NIHON KOHDEN CARDIOFAX EKG-GERÄT ECG-8110G](#)

SKU: C082012

gepflegt
Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Unkategorisiert](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Gerät inkl. Netzkabel, Original-Patientenkabel,
230V, 50Hz, B X H X T: 330 x 90 x 290mm, Gewicht etwa 5,6kg
Eingebauter Akku für Betrieb ohne Steckdose (Zustand unbekannt)
Gerät mit Thermodruckkopf (8Pkte/mm vertikal, 20 Pkte/mm horizontal),
25,50 mm/s Papiervorschub, Automatische Positionierung, 12 Standartableitungen
Defibrillationsschutz, CMRR, EMG-Filter, Rauschfilter,
Automatische oder manuelle Aufzeichnung,

gepflegt
Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03



0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

