



[NIHON KOHDEN CARDIOLIFE TEC-7531G DEFI DEFIBRILATOR MIT ZUBEHÖR](#)

SKU: BX092023

zzgl. [Versandkosten](#)

Der Nihon Kohden CardioLife TEC-7531G Defibrillator bietet zuverlässige und präzise Defibrillation für den Einsatz in klinischen Notfallsituationen. Ausgestattet mit modernster Technologie und umfangreichem Zubehör gewährleistet das Gerät eine schnelle und effektive Herzrhythmusstabilisierung.



Categories: [Defibrillatoren](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Nihon Kohden CardioLife TEC-7531G Defi Defibrillator** ist ein hochmodernes medizinisches Gerät, das speziell für den Einsatz in Notfallsituationen und klinischen Umgebungen entwickelt wurde. Dieses zuverlässige und benutzerfreundliche System unterstützt medizinisches Fachpersonal bei der effektiven Behandlung von Herzrhythmusstörungen, insbesondere bei Kammerflimmern und anderen lebensbedrohlichen Arrhythmien.

Hauptmerkmale des Nihon Kohden CardioLife TEC-7531G:

- **Fortschrittliche Defibrillationstechnologie:** Der TEC-7531G verwendet biphasische Impulse, die eine effektive Energieabgabe bei gleichzeitig geringerer Herzgewebelastung gewährleisten.
- **Energieeinstellungen:** Das Gerät bietet eine flexible Energieabgabe, die individuell auf den Patienten und die klinische Situation abgestimmt werden kann.
- **Integriertes Monitoring:** Echtzeit-EKG-Anzeige ermöglicht die kontinuierliche Überwachung des Herzrhythmus vor, während und nach der Defibrillation.
- **Benutzerfreundliches Interface:** Intuitive Bedienoberfläche mit klaren Anzeigen und akustischen Signalen



unterstützt eine schnelle und sichere Anwendung auch unter Stressbedingungen.

- **Robustes Design:** Das Gerät ist für den mobilen Einsatz konzipiert und verfügt über ein widerstandsfähiges Gehäuse, das den Anforderungen im klinischen Alltag standhält.

Lieferumfang und Zubehör:

- Defibrillator Nihon Kohden CardioLife TEC-7531G
- Defibrillationselektroden kompatibel mit dem Gerät
- Verbindungskabel und Adapter
- Tragetasche für den mobilen Einsatz
- Bedienungsanleitung in deutscher Sprache
- Optionales Zubehör je nach Bedarf (z. B. Ersatzbatterien, zusätzliche Elektroden)

Anwendungsgebiete:

Der Nihon Kohden CardioLife TEC-7531G ist ideal geeignet für den Einsatz in:

- Kliniken und Krankenhäusern
- Rettungsdiensten und Notfallmedizin
- Intensivstationen und Notfallambulanzen
- Herzkatheterlaboren
- Reanimationsbereichen

Dank seiner präzisen Technologie und der umfangreichen Ausstattung unterstützt der Nihon Kohden CardioLife TEC-7531G Defibrillator medizinisches Personal dabei, lebensrettende Maßnahmen schnell und sicher durchzuführen. Die Kombination aus zuverlässiger Technik, einfacher Handhabung und umfassendem Zubehör macht dieses Gerät zu einer optimalen Wahl für professionelle Notfallversorgung.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

