




[NIHON KOHDEN MEB-2200G , EMG ELEKTRODEBOX](#)

SKU: AD082018-NV

Die Nihon Kohden MEB-2200G EMG Elektrodebox ist ein hochwertiges Zubehör für die präzise Erfassung von Elektromyographie-Signalen. Sie gewährleistet eine zuverlässige Signalübertragung und unterstützt die genaue Diagnostik neuromuskulärer Erkrankungen.



Categories: [EMG und EEG](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Nihon Kohden MEB-2200G EMG Elektrodebox** ist ein hochwertiges Zubehörteil, das speziell für den Einsatz in der Elektromyographie (EMG) entwickelt wurde. Sie dient als zentrale Schnittstelle zur Verbindung von Oberflächen- und Nadelelektroden mit dem EMG-Gerät und gewährleistet eine zuverlässige Signalübertragung bei diagnostischen Untersuchungen der Muskel- und Nervenfunktion.

Produktmerkmale:

- **Robuste Bauweise:** Die Elektrodebox ist aus langlebigen Materialien gefertigt, die eine hohe mechanische Stabilität und lange Lebensdauer garantieren.
- **Optimale Signalqualität:** Durch hochwertige Kontakte und eine sorgfältige Verarbeitung wird eine störungsfreie und präzise Übertragung der bioelektrischen Signale sichergestellt.
- **Kompatibilität:** Die MEB-2200G ist kompatibel mit einer Vielzahl von Nihon Kohden EMG-Geräten, was eine flexible Integration in bestehende Systeme ermöglicht.
- **Einfache Handhabung:** Die Elektrodebox verfügt über klar gekennzeichnete Anschlüsse, die eine schnelle und sichere Verbindung der Elektroden gewährleisten.
- **Vielseitigkeit:** Sie unterstützt unterschiedliche Elektrodenarten, darunter Oberflächen- und Nadelelektroden,

und eignet sich somit für diverse EMG-Untersuchungen.

Anwendungsgebiete:

Die MEB-2200G Elektrodebox wird hauptsächlich in der Neurologie und Neurophysiologie eingesetzt, insbesondere bei:

- Diagnostik von Muskel- und Nervenerkrankungen
- Messung der Muskelaktivität und Nervenleitgeschwindigkeit
- Intraoperativen Überwachungen
- Forschung und klinischen Studien im Bereich der Elektrophysiologie

Dank ihrer präzisen Verarbeitung und hohen Zuverlässigkeit trägt die Nihon Kohden MEB-2200G Elektrodebox maßgeblich zu einer exakten Diagnostik und effektiven Behandlung bei. Sie ist ein unverzichtbares Zubehör für medizinische Einrichtungen, die Wert auf Qualität und Sicherheit in der EMG-Diagnostik legen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

