



[NIKON RIGHTON SPEEDY K AUTO-REFRAKTO-KERATOMETER](#)

SKU: ET072024

~~2.899,00 €~~ **2.106,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Ophthalmologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Nikon Righton Speedy K ist ein Auto-Refrakto-Keratometer, das in der Augenheilkunde zur Messung der Refraktion und der Hornhautkrümmung eingesetzt wird. Es ist ein wichtiges Gerät für Augenärzte und Optometristen, um Fehlsichtigkeiten zu diagnostizieren und die geeigneten Korrekturmaßnahmen zu bestimmen. Hier sind einige wichtige Merkmale und Funktionen des Nikon Righton Speedy K:

- Automatisierte Messungen:** Das Gerät ermöglicht eine schnelle und präzise Messung der Refraktion (Sichtschärfe) sowie der Hornhautkrümmung, was den gesamten Prozess effizienter macht.
- Benutzerfreundlichkeit:** Der Speedy K ist so konzipiert, dass er einfach zu bedienen ist, mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, die es dem medizinischen Personal erleichtert, die gewünschten Messungen durchzuführen.
- Kompakte Bauweise:** Das Gerät hat ein kompaktes Design, das es einfach macht, es in einer Praxis oder Klinik zu integrieren, ohne viel Platz in Anspruch zu nehmen.
- Hohe Genauigkeit:** Die Technologie hinter dem Righton Speedy K sorgt für genaue und zuverlässige Ergebnisse, die für die Diagnose von Fehlsichtigkeiten wie Kurzsichtigkeit (Myopie), Weitsichtigkeit (Hyperopie) und Astigmatismus entscheidend sind.
- Datenexport:** Viele Modelle bieten die Möglichkeit, Messergebnisse zu speichern oder an andere Systeme zu exportieren, was die Dokumentation und Nachverfolgung von Patienten erleichtert.
- Anpassungsfähigkeit:** Das Gerät kann oft an verschiedene klinische Anforderungen angepasst werden und ist mit verschiedenen Zubehörteilen kompatibel.
- Einsatzbereich:** Neben der Refraktionsmessung wird das Gerät auch zur Beurteilung der Hornhauttopographie verwendet, was bei der Planung von refraktiven Chirurgien wie LASIK hilfreich sein kann.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

