



**NOURIPHARMA INFRAROT-KOAGULATOR**  
**KOAGULATOR INFRAROT KAUTER MOD.**  
**1511 GYN PRAXIS OP KLINIK TATTOO VET.**

**SKU:** EC082023-NV

**Der Nouripharma Infrarot-Koagulator Mod. 1511** ist ein präzises und zuverlässiges Gerät zur schonenden Gewebekoagulation mittels Infrarotstrahlung, ideal geeignet für den Einsatz in Gynäkologie, Praxis, OP, Klinik, Tattoo-Entfernung und Veterinärmedizin. Er gewährleistet eine effektive Blutstillung und minimalinvasive Behandlung bei verschiedenen medizinischen Anwendungen.



---

**Categories:** [Fundgrube](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Nouripharma Infrarot-Koagulator Mod. 1511** ist ein hochmodernes medizinisches Gerät, das speziell für den Einsatz in gynäkologischen Praxen, Operationssälen, Kliniken, Tätowierstudios sowie in der Veterinärmedizin entwickelt wurde. Dieses multifunktionale Gerät ermöglicht eine präzise und schonende Koagulation mittels Infrarotstrahlung, wodurch eine effektive Blutstillung und Gewebeverödung erreicht wird.

### Technische Merkmale und Vorteile:

- **Infrarot-Technologie:** Die gezielte Anwendung von Infrarotlicht sorgt für eine kontrollierte Wärmeenergieerzeugung im Gewebe, die eine schnelle Koagulation ohne übermäßige Gewebeschädigung ermöglicht.
- **Präzise Steuerung:** Das Gerät verfügt über einfache und intuitive Bedienelemente zur Feinjustierung der Leistungsstufen, um den individuellen Anforderungen verschiedener Behandlungsbereiche gerecht zu werden.
- **Vielfältige Einsatzgebiete:** Ideal für die Blutstillung bei kleinen und mittleren Blutungen in der Gynäkologie, Dermatologie (z. B. Tattoorentfernung), sowie in der Veterinärmedizin.
- **Ergonomisches Design:** Kompakt und leicht, ermöglicht das Gerät eine komfortable Handhabung während



langer Behandlungszeiten.

- **Sicherheit und Hygiene:** Das Gerät ist konform mit internationalen medizinischen Sicherheitsstandards und lässt sich leicht reinigen und desinfizieren.

#### **Anwendungsbereiche:**

- Gynäkologische Eingriffe zur Blutstillung und Gewebeverödung
- Dermatologische Behandlungen, insbesondere bei der Entfernung oder Behandlung von Tätowierungen
- Veterinärmedizinische Anwendungen zur minimalinvasiven Blutstillung
- Allgemeine chirurgische und ambulante Eingriffe in Klinik und Praxis

Der Nouripharma Infrarot-Koagulator Mod. 1511 ist somit ein vielseitiges und zuverlässiges Instrument, das durch seine innovative Infrarot-Technologie zu einer verbesserten Patientenversorgung beiträgt. Seine präzise Wirkungsweise minimiert Komplikationen und fördert eine schnellere Heilung.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

