



## [NOUVAG SATTER PUMPE 6015D](#)

SKU: CS092024

1.755,00 € ~~1.462,50 €~~

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Nouvag Satter Pumpe 6015D ist ein medizinisches Gerät, das in der Chirurgie und anderen medizinischen Anwendungen verwendet wird, um Flüssigkeiten zu pumpen. Nouvag ist bekannt für die Herstellung von hochwertigen chirurgischen Instrumenten und Geräten, einschließlich Pumpensystemen. Hier sind einige allgemeine Merkmale und Funktionen, die du bei der Nouvag Satter Pumpe 6015D erwarten kannst:

1. **Präzise Flüssigkeitskontrolle:** Die Pumpe ermöglicht eine präzise Steuerung des Flüssigkeitsflusses, was in vielen chirurgischen Verfahren entscheidend ist.
2. **Vielseitigkeit:** Sie kann für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden, z.B. zur Aspiration oder Infusion von Flüssigkeiten während chirurgischer Eingriffe.
3. **Benutzerfreundlichkeit:** Viele Modelle sind mit intuitiven Bedienelementen ausgestattet, die eine einfache Handhabung ermöglichen.
4. **Sicherheitsfunktionen:** Die Pumpe verfügt oft über Sicherheitsmechanismen, um Überdruck oder andere potenzielle Probleme zu vermeiden.
5. **Robuste Bauweise:** Nouvag-Geräte sind in der Regel robust und für den Einsatz in anspruchsvollen klinischen Umgebungen konzipiert.
6. **Einfache Reinigung und Wartung:** Die Geräte sind oft so gestaltet, dass sie leicht zu reinigen und zu warten sind, was in einem klinischen Umfeld wichtig ist.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

