



[NOVAMETRIX MODEL 515C PULSEOXIMETER PULSOXYMETER](#)

SKU: GI102024

~~399,00 €~~ **349,83 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Pulsoximeter](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Novametrix Model 515C ist ein tragbares Pulsoximeter, das zur nicht-invasiven Überwachung der Sauerstoffsättigung im Blut (SpO₂) und der Herzfrequenz verwendet wird. Es wird häufig in klinischen Umgebungen, wie Krankenhäusern und Arztpraxen, sowie in der häuslichen Pflege eingesetzt.

Hauptmerkmale des Novametrix Model 515C:

1. **Nicht-invasive Messung:** Das Gerät misst die Sauerstoffsättigung und die Pulsfrequenz über einen Sensor, der typischerweise an einem Finger oder Ohrläppchen angebracht wird.
2. **Echtzeitüberwachung:** Es bietet kontinuierliche Überwachung, was besonders wichtig für Patienten mit Atemwegserkrankungen oder während chirurgischer Eingriffe ist.
3. **Benutzerfreundlichkeit:** Das Design ist einfach zu bedienen, oft mit einem klaren Display, das die gemessenen Werte anzeigt.
4. **Kompakt und tragbar:** Das Gerät ist leicht und tragbar, was es ideal für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen macht.
5. **Alarmfunktionen:** Viele Modelle verfügen über akustische oder visuelle Alarmer, die ausgelöst werden, wenn die Werte außerhalb eines festgelegten Bereichs liegen.

Anwendungen:

- Überwachung von Patienten mit Atemwegserkrankungen (z.B. COPD, Asthma)
- Anästhesieüberwachung während chirurgischer Eingriffe
- Notfallmedizin



- Häusliche Pflege von Patienten mit chronischen Erkrankungen

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

