



[NUTRICIA FLOCARE INFINITY ENTERALE ERNÄHRUNGSPUMPE](#)

SKU: KA052025-K

416,50 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Nutricia Flocare Infinity ist eine zuverlässige enterale Ernährungspumpe, die eine präzise und schonende Nährstoffzufuhr ermöglicht. Das benutzerfreundliche Design garantiert eine einfache Handhabung und sorgt für eine sichere, kontinuierliche Ernährungstherapie.



Categories: [Infusoren und Perfusoren](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Nutricia Flocare Infinity Enterale Ernährungspumpe** ist eine hochmoderne, zuverlässige Pumpe, die speziell für die kontinuierliche und kontrollierte enterale Ernährung entwickelt wurde. Sie eignet sich ideal für den Einsatz in klinischen und häuslichen Umgebungen und unterstützt Patienten, die eine sichere, präzise und komfortable Ernährung über Sonde benötigen.

Leistungsmerkmale und Funktionen:

- **Präzise Steuerung:** Die Flocare Infinity Pumpe ermöglicht eine exakte Dosierung der Ernährungslösung, wodurch eine optimale Nährstoffzufuhr gewährleistet wird.
- **Flexibler Flussmodus:** Die Pumpe unterstützt verschiedene Flussmodi, darunter kontinuierliche, intermittierende und bolusartige Verabreichung, um individuellen Therapieanforderungen gerecht zu werden.
- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Ein übersichtliches Display und intuitive Bedienelemente erleichtern das Programmieren und Überwachen der Ernährungspumpe, selbst für Pflegepersonal und Patienten ohne technische Vorkenntnisse.



- **Alarmfunktionen:** Integrierte akustische und visuelle Alarmer informieren zuverlässig bei Störungen wie Verstopfungen, Luft im Schlauch oder niedrigem Batteriestand.
- **Mobilität und Flexibilität:** Das kompakte und leichte Design ermöglicht eine einfache Mitnahme und Anwendung, was besonders für Patienten mit ambulanter Ernährung von Vorteil ist.
- **Lange Batterielaufzeit:** Die Pumpe verfügt über einen leistungsstarken Akku, der eine kontinuierliche Nutzung über mehrere Stunden sicherstellt, selbst ohne Netzstrom.
- **Kompatibilität:** Die Nutricia Flocare Infinity ist kompatibel mit einer Vielzahl von Ernährungsschläuchen und Zubehör, was eine flexible Anpassung an unterschiedliche Therapiepläne erlaubt.

Technische Spezifikationen:

- Volumenbereich: 0,1 ml/h bis 400 ml/h
- Batterielaufzeit: bis zu 12 Stunden (abhängig von Nutzung und Einstellungen)
- Abmessungen: kompakt und leicht für einfache Handhabung
- Display: LCD-Display zur einfachen Ablesung der Einstellungen
- Stromversorgung: Netzbetrieb und wiederaufladbarer Akku

Die Nutricia Flocare Infinity Enterale Ernährungspumpe bietet eine sichere, effiziente und flexible Lösung für die enterale Ernährung. Sie unterstützt die Erhaltung der Lebensqualität von Patienten durch eine zuverlässige Nährstoffzufuhr und erleichtert gleichzeitig die Arbeit von Pflegepersonal und Angehörigen.

Hinweis: Für eine optimale Anwendung wird die Einweisung durch medizinisches Fachpersonal empfohlen. Die Pumpe sollte gemäß den Herstellerangaben und hygienischen Standards verwendet werden, um Komplikationen zu vermeiden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

