



## [OBRIRA MESSKOFFER MIT GLÄSER](#)

**SKU:** AO112023-NV

Der Obrira Messkoffer mit Gläsern bietet eine präzise und zuverlässige Messlösung für medizinische Anwendungen. Das robuste Set gewährleistet exakte Ergebnisse durch hochwertig gefertigte Gläser und eine praktische Aufbewahrung im stabilen Koffer.



---

**Categories:** [Endoskopie und Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Obrira Messkoffer mit Gläser** ist ein hochwertiges, professionelles Messinstrumentenset, das speziell für den Einsatz in medizinischen und wissenschaftlichen Bereichen entwickelt wurde. Dieser Messkoffer bietet eine umfassende Ausstattung für präzise und zuverlässige optische Messungen und Untersuchungen.

### Produktmerkmale und Ausstattung:

- **Robuster Koffer:** Der Messkoffer ist aus strapazierfähigem Material gefertigt, das optimalen Schutz für die enthaltenen Instrumente gewährleistet und einen sicheren Transport ermöglicht.
- **Präzise Gläser:** Die im Koffer enthaltenen Gläser sind aus hochwertigem optischem Glas hergestellt und bieten eine exzellente Lichtdurchlässigkeit sowie minimale Verzerrungen.
- **Vielfältige Glasarten:** Das Set umfasst verschiedene Messgläser, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind, wie z. B. Prismen, Filtergläser oder Kalibrierlinsen.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Alle Gläser sind übersichtlich angeordnet und leicht zugänglich, was eine schnelle und einfache Handhabung während der Messungen ermöglicht.
- **Vielseitige Einsatzbereiche:** Ideal geeignet für optometrische Untersuchungen, Laboranalysen, physikalische Experimente und weitere medizinische Anwendungen.



### **Anwendungsgebiete:**

Der Obrira Messkoffer mit Gläsern findet Verwendung in der Augenheilkunde, Optometrie, Forschungslaboren und anderen medizinischen Fachgebieten, in denen präzise optische Messungen erforderlich sind. Er unterstützt Fachkräfte dabei, genaue Diagnosen zu stellen und Untersuchungen effizient durchzuführen.

### **Zusammenfassung:**

Mit dem Obrira Messkoffer erhalten Sie ein **komplettes, hochwertiges Set** für optische Messungen, das durch seine robuste Bauweise, die präzisen Gläser und die praktische Organisation überzeugt. Dieses Produkt verbindet Qualität, Funktionalität und Zuverlässigkeit und ist somit ein unverzichtbares Werkzeug für medizinische Fachkräfte und Wissenschaftler.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

