



[OCULUS 62500 MESOTEST NYKTOMETER](#)

SKU: JW052025-NV

Oculus 62500 Mesotest Nyktometer ist ein präzises Diagnosegerät zur objektiven Messung der Nachtsehfähigkeit und Erkennung von Nyktalopie. Es bietet eine zuverlässige und schnelle Analyse der Sehfunktion bei schlechten Lichtverhältnissen für eine optimale ophthalmologische Bewertung.



Categories: [Ophthalmologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Oculus 62500 Mesotest ist ein Nyktometer, das zur Messung der Lichtempfindlichkeit und des Kontrasts in der Dunkelheit verwendet wird. Es ist ein wichtiges Instrument in der Augenheilkunde, insbesondere bei der Beurteilung von Nachtsehen und der Diagnose von Erkrankungen, die das Sehvermögen beeinträchtigen können.

Hier sind einige wichtige Merkmale und Informationen zum Oculus 62500 Mesotest:

1. **Lichtmessung:** Der Mesotest ermöglicht die präzise Messung von Lichtverhältnissen und Kontrastempfindlichkeit unter verschiedenen Bedingungen, einschließlich schwachem Licht.
2. **Einfache Handhabung:** Das Gerät ist benutzerfreundlich gestaltet, sodass es sowohl von Fachleuten als auch von weniger erfahrenen Benutzern leicht bedient werden kann.
3. **Diagnostische Anwendung:** Es wird häufig verwendet, um Patienten mit Sehproblemen zu testen, insbesondere bei Verdacht auf Nachtblindheit oder andere visuelle Störungen.
4. **Kompakte Bauweise:** Der Mesotest ist in der Regel tragbar und kann leicht in einer klinischen Umgebung eingesetzt werden.
5. **Ergebnisse und Dokumentation:** Die Ergebnisse können oft dokumentiert werden, was für die Nachverfolgung des Fortschritts eines Patienten oder für Forschungszwecke nützlich ist.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

