



[OCULUS BINOPTOMETER 3 59850](#) [SEHTESTGERÄT](#)

SKU: MB012025-NV

Das **Oculus Binoptometer 3 (59850)** ist ein präzises Sehtestgerät zur objektiven Bestimmung der Augenbewegungen und der Binokularfunktion. Es unterstützt Augenärzte und Optometristen bei der Diagnostik von Schielerkrankungen und anderen visuellen Störungen mit hoher Genauigkeit.



Categories: [Ophthalmologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Oculus Binoptometer 3 (Art.-Nr. 59850)** ist ein hochpräzises Sehtestgerät, das speziell für die umfassende Augenuntersuchung und die Bestimmung der Sehschärfe entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch seine benutzerfreundliche Handhabung und seine zuverlässigen Messergebnisse aus, wodurch es sich ideal für den Einsatz in Augenarztpraxen, Optikerbetrieben sowie in der Forschung eignet.

Produktmerkmale und Funktionen:

- **Binokulare Messung:** Das Gerät erlaubt die simultane Prüfung beider Augen, was eine realistische Beurteilung des binokularen Sehens ermöglicht.
- **Vielseitige Testmöglichkeiten:** Es unterstützt verschiedene Sehtests wie Sehschärfe, Stereopsis (Tiefensehen) und Farbsinnprüfung.
- **Präzise und schnelle Ergebnisse:** Durch modernste optische und elektronische Komponenten werden genaue Messergebnisse in kurzer Zeit geliefert.
- **Ergonomisches Design:** Das kompakte und leicht zu reinigende Gehäuse gewährleistet eine komfortable Anwendung sowohl für den Untersucher als auch für den Patienten.
- **Einfache Bedienung:** Intuitive Steuerungselemente ermöglichen eine schnelle Einstellung und Anpassung der Testparameter.



Technische Details:

- Messprinzip: Binokulare optische Prüfung
- Testarten: Sehschärfe, Stereopsis, Farbsinn
- Stromversorgung: Netzbetrieb mit geringem Energieverbrauch
- Abmessungen: Kompakt und platzsparend
- Gewicht: Leicht und transportabel

Indikationen und Einsatzgebiete:

Das Oculus Binoptometer 3 ist optimal geeignet für:

- Routine-Sehtests bei Erwachsenen und Kindern
- Diagnostik von Sehschärfe- und Stereoproblemen
- Überprüfung des Farbsinns im Rahmen einer umfassenden Augenuntersuchung
- Forschung und klinische Studien im Bereich der Ophthalmologie

Fazit:

Mit dem Oculus Binoptometer 3 erhalten Sie ein zuverlässiges, vielseitiges und präzises Sehtestgerät, das durch seine ergonomische Bauweise und einfache Handhabung überzeugt. Es unterstützt Augenärzte und Optiker dabei, genaue Diagnosen zu stellen und individuelle Therapien optimal zu planen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

