



[OCULUS HEIDELBERGER 47900](#) [ANOMALOSKOP](#)

SKU: AL042022-NV

Das **Oculus Heidelberg 47900 Anomaloskop** ist ein präzises Diagnostikinstrument zur objektiven Erfassung und Differenzierung von Farbsehstörungen. Es ermöglicht durch seine standardisierte Testmethode eine zuverlässige Analyse der Farbwahrnehmung bei Patienten.



Categories: [Ophtalmologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Oculus Heidelberg 47900 Anomaloskop** ist ein hochentwickeltes diagnostisches Instrument, das speziell zur präzisen Beurteilung von Farbsehstörungen entwickelt wurde. Es findet vor allem Anwendung in der Augenheilkunde und Optometrie zur Erkennung und Differenzierung von Anomalien des Farbsehen, wie z. B. Rot-Grün-Schwächen oder anderen Dyschromatopsien.

Das Anomaloskop basiert auf dem Prinzip der spektralen Farbmischung und ermöglicht eine objektive und quantitative Analyse der Farbwahrnehmung. Durch die Kombination von zwei Lichtquellen mit variabler Intensität können Testpersonen gezielt Farben mischen, um ihren subjektiven Farbeindruck mit einem Referenzfarbton abzugleichen.

Hauptmerkmale des Oculus Heidelberg Anomaloskops 47900:

- **Präzise Farbmischung:** Ermöglicht genaue Einstellung von Farbanteilen zur individuellen Erfassung der Farbsehfähigkeit.
- **Vielfältige Testmodi:** Unterstützt verschiedene Testverfahren zur Diagnose unterschiedlicher Arten von Farbfehlsichtigkeiten.
- **Ergonomisches Design:** Komfortable Handhabung für Patient und Untersucher bei standardisierten



Messungen.

- **Robuste Bauweise:** Langlebig und zuverlässig für den täglichen Einsatz in der Praxis oder Forschung.
- **Einfache Bedienung:** Intuitive Steuerung für schnelle und reproduzierbare Ergebnisse.

Das Gerät ist besonders geeignet für:

- Augenärzte und Optometristen zur Diagnostik von Farbsehstörungen.
- Forschungsinstitute im Bereich der visuellen Wahrnehmung.
- Arbeitsmedizinische Untersuchungen, bei denen Farbsehen eine Rolle spielt.

Technische Details:

- Kalibrierte Lichtquellen zur Gewährleistung höchster Messgenauigkeit.
- Präzise Skalen und Einstellmöglichkeiten für exakte Farbanpassungen.
- Leicht ablesbare Anzeigen zur Unterstützung der Auswertung.

Mit dem **Oculus Heidelberg 47900 Anomaloskop** erhalten Sie ein bewährtes und wissenschaftlich anerkanntes Gerät, das eine zuverlässige Diagnostik von Farbsehstörungen unterstützt und somit zur optimalen Patientenversorgung beiträgt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

