



[OCULUS KERATOGRAPH 70515](#)

SKU: P112023-NV



Categories: [Ophthalmologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Oculus Keratograph 70515 SPEZIFIKATIONEN
- Der Oculus Keratograph 705 ist ein hochmodernes Gerät zur Analyse der Hornhaut und zur Durchführung von topografischen Messungen. Hier sind einige der Hauptspezifikationen und Funktionen des Oculus Keratograph 705:
 1. Hornhauttopographie: Bietet präzise topografische Karten der Hornhautoberfläche, die für die Diagnose von Hornhauterkrankungen und zur Planung von refraktiven Eingriffen nützlich sind.
 2. Schermer-Test: Ermöglicht die Beurteilung der Tränenfilmstabilität und der Oberflächenbeschaffenheit der Hornhaut.
 3. Automatische Messung: Das Gerät kann automatisch Messungen durchführen, was die Benutzerfreundlichkeit erhöht und die Zeit für die Untersuchung verkürzt.
 4. 3D-Visualisierung: Bietet eine dreidimensionale Darstellung der Hornhaut, die eine detaillierte Analyse ermöglicht.



5. Integration mit anderen Systemen: Der Keratograph kann oft mit anderen ophthalmologischen Geräten und Softwarelösungen integriert werden, um umfassende Diagnosen zu ermöglichen.
6. Benutzerfreundliche Software: Die Software ist intuitiv und ermöglicht eine einfache Auswertung und Dokumentation der Ergebnisse.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

