



[OCULUS MESOTEST 62500 SEHTESTGERÄT](#)

SKU: AD062025

OCULUS Mesotest 62500 ist ein präzises Sehtestgerät zur objektiven und subjektiven Messung der Sehschärfe und Kontrastempfindlichkeit. Es ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Diagnostik für eine umfassende Augenuntersuchung in der Praxis.



Categories: [Ophthalmologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **OCULUS Mesotest 62500** ist ein hochmodernes Sehtestgerät, das speziell für die präzise Bestimmung der Sehschärfe und anderer visueller Funktionen entwickelt wurde. Es kombiniert innovative Technologie mit anwenderfreundlicher Bedienung und ist somit ideal für den Einsatz in Augenarztpraxen, Optometriezentren sowie in der Forschung.

Eigenschaften und Funktionen:

- **Vielseitige Testmöglichkeiten:** Das Gerät ermöglicht eine umfassende Sehdiagnostik, darunter die Prüfung der Sehschärfe, des Kontrastsehens, der Farbunterscheidung und der Blendempfindlichkeit.
- **Präzise Messtechnik:** Dank modernster Optik und Kalibrierung liefert der Mesotest 62500 exakte und reproduzierbare Ergebnisse, die eine zuverlässige Beurteilung des visuellen Zustands erlauben.
- **Ergonomisches Design:** Das kompakte und benutzerfreundliche Design erleichtert die Handhabung sowohl für den Untersucher als auch für den Patienten. Die intuitive Bedienoberfläche sorgt für einen schnellen Testablauf.
- **Flexible Testumgebung:** Das Gerät ist für unterschiedliche Lichtverhältnisse geeignet und lässt sich einfach in bestehende Praxisabläufe integrieren.
- **Dokumentation und Auswertung:** Die Messergebnisse können leicht gespeichert und exportiert werden, um eine lückenlose Patientenakte zu gewährleisten und individuelle Therapiepläne zu unterstützen.



Technische Details:

- Präzisionsoptik mit hoher Auflösung
- Digitale Anzeige der Testergebnisse
- Robuste Bauweise für den dauerhaften Einsatz
- Stromversorgung: Netzbetrieb mit energiesparender Technik
- Maße und Gewicht: kompakt und leicht für einfache Mobilität

Anwendungsbereiche:

Das OCULUS Mesotest 62500 eignet sich hervorragend für die Diagnose von Sehschwächen und visuellen Einschränkungen. Es unterstützt Fachkräfte bei der Früherkennung von Augenerkrankungen und bei der Überwachung des Behandlungserfolgs. Durch seine vielfältigen Testoptionen ist es ein unverzichtbares Werkzeug für die ganzheitliche augenärztliche Untersuchung.

Zusammenfassend bietet das **OCULUS Mesotest 62500** eine präzise, zuverlässige und anwenderfreundliche Lösung für die moderne Sehdiagnostik, die sowohl den Bedürfnissen von Fachpersonal als auch von Patienten gerecht wird.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

