



[OCULUS PACHYCAM PACHYMETER](#)

SKU: EL072024

~~4.999,00 €~~ **4.680,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

OCULUS PACHYCAM Pachymeter ist ein präzises, handliches Gerät zur berührungslosen Messung der Hornhautdicke, das höchste Genauigkeit und einfache Handhabung in der ophthalmologischen Diagnostik gewährleistet. Durch seine innovative Technologie ermöglicht es schnelle und zuverlässige Ergebnisse, die für die Glaukomvorsorge und refraktive Chirurgie essenziell sind.



Categories: [Ophthalmologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **OCULUS PACHYCAM Pachymeter** ist ein hochmodernes medizinisches Gerät zur präzisen Messung der Hornhautdicke (Pachymetrie). Es wird vor allem in der Augenheilkunde eingesetzt, um wichtige diagnostische Informationen für die Beurteilung verschiedener Augenkrankheiten, wie beispielsweise des Glaukoms, zu gewinnen.

Dank seiner innovativen Technologie ermöglicht das OCULUS PACHYCAM eine schnelle, berührungslose und äußerst genaue Messung der Hornhautdicke. Dies ist besonders wichtig, da die Hornhautdicke einen erheblichen Einfluss auf die Interpretation des Augeninnendrucks hat und somit die Diagnostik und Therapieplanung maßgeblich unterstützt.

Hauptmerkmale des OCULUS PACHYCAM Pachymeters:

- **Präzision:** Hochauflösende Messungen mit minimaler Messabweichung.
- **Berührungslose Messung:** Vermeidung von Infektionsrisiken und erhöhter Patientenkomfort.



- **Schnelle Durchführung:** Messung in Sekunden, ideal für den Praxisalltag.
- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Intuitive Handhabung mit übersichtlichen Menüs und klarer Anzeige der Messergebnisse.
- **Kompatibilität:** Einfache Integration in bestehende Diagnosesysteme und Dokumentationssoftware.
- **Robustes Design:** Langlebige Konstruktion für den täglichen Einsatz in der Praxis.

Die präzisen Daten des OCULUS PACHYCAM unterstützen Ärzte dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen und individuelle Therapiepläne zu erstellen. Insbesondere bei der Glaukomdiagnostik ermöglicht die Pachymetrie eine genauere Einschätzung des tatsächlichen Augeninnendrucks, da die Hornhautdicke als Korrekturfaktor berücksichtigt werden kann.

Zusammenfassung:

Das OCULUS PACHYCAM Pachymeter ist ein unverzichtbares Instrument für Augenärzte und Kliniken, die Wert auf zuverlässige, schnelle und komfortable Hornhautdickenmessungen legen. Seine hohe Genauigkeit, die berührungslose Messmethode sowie die benutzerfreundliche Bedienung machen es zu einem führenden Gerät im Bereich der ophthalmologischen Diagnostik.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

