



## [OCULUS PACHYCAM PACHYMETER](#)

SKU: EL072024

~~4.999,00 €~~ **4.680,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Ophtalmologie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der OCULUS PACHYCAM ist ein hochmodernes Pachymeter, das zur Messung der Hornhautdicke in der Augenheilkunde verwendet wird. Hier sind einige wichtige Merkmale und Funktionen des Geräts:

1. **Technologie:** Der PACHYCAM nutzt eine nicht-invasive Ultraschalltechnologie, um präzise Messungen der Hornhautdicke durchzuführen.
2. **Benutzerfreundlichkeit:** Das Gerät ist in der Regel einfach zu bedienen und ermöglicht es dem medizinischen Fachpersonal, schnell und effizient Messungen vorzunehmen.
3. **Präzision:** Die Messungen sind sehr genau, was für die Diagnose und Behandlung von verschiedenen Augenkrankheiten, wie Glaukom oder bei der Planung von refraktiven Eingriffen, entscheidend ist.
4. **Datenmanagement:** Viele moderne Pachymeter bieten Funktionen zur Speicherung und Analyse von Daten, was die Nachverfolgung von Patienten und deren Behandlungen erleichtert.
5. **Kompakte Bauweise:** Der PACHYCAM ist oft kompakt und tragbar, was ihn ideal für den Einsatz in Kliniken oder bei mobilen Anwendungen macht.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

