



OHLENSCHLÄGER CARDIO-VAC EKG- SAUGELEKTRODEN-SYSTEM VACUBOY

SKU: AR032020-V

zzgl. [Versandkosten](#)

Fahrbares Fußgestell mit integrierter Pumpe und
Stativrohr.

Platzsparend und flexibel einsetzbar.

Doppelgelenkschwenkarm

einzel austauschbare Elektrodenleitungen

Silber-Silberchlorid-Elektroden

Silikonsaugnäpfe

Umschaltung Vakuum <-> Druck

Anschluss 15pol. nach IE

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Unkategorisiert](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Fahrbares Fußgestell mit integrierter Pumpe und Stativrohr.

Platzsparend und flexibel einsetzbar.

Doppelgelenkschwenkarm

einzelne austauschbare Elektrodenleitungen

Silber-Silberchlorid-Elektroden

Silikonsaugnäpfe

Umschaltung Vakuum <-> Druck

Anschluss 15pol. nach IE

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

