



[OHMEDA GIRAFFE OMNIBED CARESTATION INCUBATOR GIRAFFE INKUBATOR](#)

SKU: IH102025-NV - II102025 - GA102025

Der **OHMEDA Giraffe Omnibed Carestation Incubator** bietet eine innovative Kombination aus Inkubator und Pflegebett, die optimale Bedingungen für die Behandlung und Überwachung von Früh- und Neugeborenen gewährleistet. Mit modernster Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung unterstützt er die thermische Stabilität und fördert eine sichere, komfortable Versorgung in der Neonatologie.



Categories: [Inkubatoren und Reanimation](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **OHMEDA Giraffe Omnibed Carestation Incubator** ist ein hochmodernes Inkubatorsystem, das speziell für die Bedürfnisse von Neugeborenen und Frühgeborenen entwickelt wurde. Dieses Gerät kombiniert innovative Technologien zur optimalen Unterstützung der Temperaturregulation, Atmung und Versorgung der kleinen Patienten in der Neonatologie.

Besondere Merkmale und Funktionen des Giraffe Inkubators:

- **Omnibed-Design:** Die einzigartige Bauweise ermöglicht eine flexible Nutzung als Inkubator, offen gestaltete Wärmebettstation oder als kontrollierte Umgebung für die intensivmedizinische Betreuung.
- **Präzise Temperaturregulierung:** Durch ein ausgeklügeltes Wärmemanagement wird die Umgebungstemperatur optimal an die Bedürfnisse des Neugeborenen angepasst, um Wärmeverluste zu minimieren und eine stabile Körpertemperatur zu gewährleisten.
- **Integrierte Feuchtigkeitskontrolle:** Die Regelung der Luftfeuchtigkeit unterstützt die Hautintegrität und reduziert den Flüssigkeitsverlust, was besonders bei Frühgeborenen von großer Bedeutung ist.
- **Zugänglichkeit und Bedienkomfort:** Große Sichtfenster sowie seitliche und obere Zugänge ermöglichen



medizinischem Fachpersonal eine einfache und schonende Versorgung des Patienten ohne Unterbrechung des kontrollierten Klimas.

- **Kompatibilität mit medizinischen Geräten:** Der Inkubator bietet zahlreiche Schnittstellen und Halterungen für Beatmungsgeräte, Überwachungsmonitore und Infusionssysteme, sodass eine umfassende Intensivbehandlung gewährleistet ist.
- **Ergonomisches Design:** Die modulare Bauweise erleichtert den Transport und die Reinigung, während die intuitive Benutzeroberfläche eine schnelle und sichere Bedienung ermöglicht.

Vorteile für die klinische Praxis:

- Verbesserte Überlebenschancen durch optimale thermische und umweltbedingte Unterstützung
- Minimierung von Stress und Infektionsrisiken für die Neugeborenen
- Erleichterte Pflege und Behandlung durch multifunktionale Einsatzmöglichkeiten
- Langfristige Investition in modernste Neonatologie-Technologie für Krankenhäuser und Spezialkliniken

Der **OHMEDA Giraffe Omnibed Carestation Incubator** stellt somit eine zuverlässige und innovative Lösung dar, die den höchsten Anforderungen der modernen Neugeborenen-Intensivmedizin gerecht wird und eine bestmögliche Betreuung der kleinsten Patienten sicherstellt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

