



### OLYMPUS A2942A 7° SEMI-RIGID URETEROSCOPE

SKU: DI062024-K

~~3.052,00 €~~ **2.574,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Urologie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Olympus A2942A ist ein semi-rigider Ureteroskop, das in der Urologie verwendet wird, um die Harnwege zu untersuchen und zu behandeln. Semi-rigide Ureteroskope sind flexibler als starre Instrumente, bieten jedoch mehr Stabilität als vollständig flexible Modelle.

Hier sind einige Merkmale und Anwendungen des Olympus A2942A:

1. **Design:** Das semi-rigide Design ermöglicht eine bessere Manövrierfähigkeit im Harntrakt, was die Visualisierung und den Zugang zu verschiedenen Bereichen erleichtert.
2. **Anwendung:** Es wird häufig zur Diagnose und Behandlung von Erkrankungen wie Nierensteinen, Tumoren oder anderen Anomalien im Harntrakt eingesetzt.
3. **Optik:** Hochwertige Optik sorgt für eine klare Sicht auf das Innere des Harntrakts, was für präzise Eingriffe entscheidend ist.
4. **Zubehör:** Der Ureteroskop kann mit verschiedenen Zubehöerteilen kombiniert werden, wie z.B. Lasergeräten zur Steinertrümmerung oder anderen chirurgischen Instrumenten.
5. **Einsatzgebiet:** Er wird sowohl in der ambulanten als auch in der stationären Versorgung eingesetzt und ist ein wichtiges Werkzeug in der modernen urologischen Praxis.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

