



**OLYMPUS A6292 HIQ+ HF HAKEN 5 MM X
330 MM**

SKU: CB072024-NV

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Instrumente](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Olympus A6292 HiQ+ HF Haken ist ein medizinisches Instrument, das häufig in der Endoskopie verwendet wird. Er dient dazu, Gewebe zu greifen oder zu manipulieren und ist für den Einsatz in verschiedenen chirurgischen Verfahren konzipiert.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

