



## [OLYMPUS A7595A 30° ARTHROSKOP](#)

SKU: DD112024-K

~~620,00 €~~ **590,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Olympus A7595A ist ein 30° Arthroskop, das in der arthroskopischen Chirurgie verwendet wird. Arthroskope sind spezielle Endoskope, die es Chirurgen ermöglichen, das Innere von Gelenken zu visualisieren und Eingriffe minimalinvasiv durchzuführen. Hier sind einige wichtige Merkmale und Funktionen des Olympus A7595A Arthroskops:

1. **Optische Qualität:** Das A7595A bietet eine hervorragende Bildqualität mit klaren und scharfen Bildern, was für die präzise Visualisierung von Gelenkstrukturen entscheidend ist.
2. **30° Sichtfeld:** Mit einem 30°-Sichtfeld ermöglicht das Arthroskop eine breitere Perspektive auf das Gelenk, was die Beurteilung und Behandlung von pathologischen Veränderungen erleichtert.
3. **Robuste Bauweise:** Olympus-Arthroskope sind bekannt für ihre Langlebigkeit und Robustheit, was sie ideal für den Einsatz im klinischen Umfeld macht.
4. **Kompatibilität:** Das A7595A ist mit verschiedenen Olympus-Bildverarbeitungssystemen und -Zubehörteilen kompatibel, was eine nahtlose Integration in bestehende chirurgische Setups ermöglicht.
5. **Minimalinvasive Technik:** Durch den Einsatz eines Arthroskops können Chirurgen Eingriffe durchführen, ohne große Schnitte machen zu müssen, was die Genesungszeit der Patienten verkürzt und das Risiko von Komplikationen verringert.
6. **Einfache Handhabung:** Das Design des Arthroskops ermöglicht eine einfache Handhabung während des Eingriffs, sodass Chirurgen sich auf die Durchführung der Operation konzentrieren können.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

