



[OLYMPUS BF-1T160 BRONCHOSKOP-3500](#) [EURO](#)

SKU: CB082024-K

~~4.999,00 €~~ **4.095,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Olympus BF-1T160 ist ein flexibles Bronchoskop, das in der pulmonalen Endoskopie verwendet wird, um die Atemwege und die Lunge zu untersuchen. Hier sind einige der Hauptmerkmale und Vorteile des BF-1T160:

1. **Bildqualität:** Das Bronchoskop bietet eine hochauflösende Bildgebung, die es Ärzten ermöglicht, Details in den Atemwegen und im Lungengewebe klar zu erkennen.
2. **Flexibilität:** Das flexible Design erleichtert die Navigation durch die Atemwege, was besonders wichtig ist, um verschiedene Bereiche der Lunge zu erreichen.
3. **Ergonomisches Design:** Das Gerät ist so gestaltet, dass es dem Bediener Komfort bietet und die Handhabung während des Eingriffs erleichtert.
4. **Zubehörkompatibilität:** Es kann mit verschiedenen Zubehörteilen verwendet werden, um diagnostische oder therapeutische Eingriffe durchzuführen, wie z.B. Biopsien oder das Entfernen von Fremdkörpern.
5. **Anwendungen:** Das BF-1T160 wird häufig zur Diagnose von Erkrankungen wie Lungentumoren, Infektionen oder anderen pulmonalen Erkrankungen eingesetzt.
6. **Integration mit modernen Systemen:** Es kann in moderne Endoskopiesysteme integriert werden, was die Dokumentation und Analyse der Ergebnisse erleichtert.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

