



[OLYMPUS BF-H190 BRONCHOSKOP](#) [VIDEONBRONCHOSKOPE](#)

SKU: J092024

~~9.500,00 €~~ **8.190,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Videobronchoskop](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Olympus BF-H190 ist ein Videobronchoskop, das in der medizinischen Diagnostik und Therapie eingesetzt wird, insbesondere zur Untersuchung der Atemwege und der Lunge. Hier sind einige wichtige Merkmale und Informationen zu diesem Gerät:

1. **Bildqualität:** Das BF-H190 bietet eine hochauflösende Bildgebung, die es Ärzten ermöglicht, detaillierte Bilder der Atemwege zu erhalten. Dies ist entscheidend für die Diagnose von Erkrankungen wie Tumoren, Entzündungen oder anderen Anomalien.
2. **Flexibilität:** Das Bronchoskop ist flexibel und ermöglicht es dem Arzt, verschiedene Bereiche der Atemwege zu erreichen, einschließlich der peripheren Lungenregionen.
3. **Ergonomie:** Das Design des BF-H190 ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt, was den Ärzten hilft, präzise Eingriffe durchzuführen und gleichzeitig den Komfort des Patienten zu berücksichtigen.
4. **Zubehör:** Es gibt eine Vielzahl von Zubehörteilen, die mit dem BF-H190 verwendet werden können, darunter Biopsiezangen und andere Instrumente zur Durchführung von diagnostischen oder therapeutischen Eingriffen.
5. **Anwendungen:** Das Bronchoskop wird häufig für diagnostische Verfahren wie Biopsien, die Entnahme von Sekreten oder Flüssigkeiten sowie für therapeutische Eingriffe wie das Entfernen von Fremdkörpern oder Tumoren eingesetzt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

