



OLYMPUS CF-H180AI CF H 180 AI
VIDEOKOLOSKOP KOLONOSKOP KOLOSKOP

SKU: GG042025

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Flexible Endoskope & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Olympus CF-H180AI** ist ein hochmodernes **Videokoloskop**, das speziell für die diagnostische und therapeutische Koloskopie entwickelt wurde. Dieses Koloskop bietet eine herausragende Bildqualität und eine verbesserte Handhabung, wodurch es Ärzten ermöglicht, präzise Untersuchungen des gesamten Dickdarms durchzuführen.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Exzellente Bildqualität:** Ausgestattet mit der fortschrittlichen *High-Definition-Technologie* ermöglicht das CF-H180AI gestochen scharfe und kontrastreiche Bilder, die selbst kleinste pathologische Veränderungen sichtbar machen.
- **Innovative Optik:** Die hochwertige Optik sorgt für eine verbesserte Lichtdurchlässigkeit und ein großes Sichtfeld, was die Erkennung von Läsionen und Polypen erleichtert.
- **Ergonomisches Design:** Das Koloskop ist leicht und gut ausbalanciert, was die Handhabung während langer Untersuchungen komfortabel gestaltet und Ermüdungserscheinungen reduziert.
- **Flexibilität und Manövrierbarkeit:** Die präzise Steuerung ermöglicht eine einfache Navigation durch den komplizierten Verlauf des Kolons, auch in schwierigen anatomischen Situationen.
- **Therapeutische Funktionalität:** Das Instrument verfügt über einen Arbeitskanal, der den Einsatz verschiedener



endoskopischer Instrumente erlaubt, beispielsweise zur Gewebeentnahme, Polypektomie oder Blutstillung.

- **Hygienisches Design:** Das Koloskop ist leicht zu reinigen und zu desinfizieren, was die Einhaltung strenger Hygienevorschriften unterstützt und Kreuzkontaminationen minimiert.

Anwendungsbereiche:

- Detaillierte Diagnostik von Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa, Morbus Crohn und Darmkrebs.
- Früherkennung und Entfernung von Polypen zur Prävention kolorektaler Karzinome.
- Abklärung gastrointestinaler Blutungen.
- Therapeutische Interventionen im Dickdarm.

Das Olympus CF-H180AI Videokoloskop ist eine zuverlässige Lösung für gastroenterologische Praxen und Kliniken, die Wert auf präzise Diagnostik, hohe Bildqualität und ergonomische Handhabung legen. Mit diesem Gerät wird die Koloskopie zu einem effizienten und sicheren Verfahren für Patient und Untersucher.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

