



## [OLYMPUS CF-HQ190L VIDEOKOLOSKOP HDTV](#)

SKU: FW102024

~~11.725,00 €~~ **11.583,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Videokoloskop](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Olympus CF-HQ190L ist ein hochmodernes Videokoloskop, das in der Gastroenterologie eingesetzt wird, um den Dickdarm und andere Teile des Verdauungstrakts zu untersuchen. Hier sind einige der Hauptmerkmale und Vorteile dieses Modells:

1. **HDTV-Bildqualität:** Das CF-HQ190L bietet eine hervorragende Bildqualität in HD (High Definition), was eine präzisere Diagnose und bessere Sicht auf die Gewebe ermöglicht.
2. **Ergonomisches Design:** Das Koloskop ist so gestaltet, dass es für den Anwender angenehm zu handhaben ist, was die Durchführung von Untersuchungen erleichtert.
3. **Flexibilität und Manövrierfähigkeit:** Das Koloskop verfügt über eine flexible Spitze, die es dem Arzt ermöglicht, sich leicht durch den Dickdarm zu bewegen und verschiedene Winkel zu erreichen.
4. **Endo-Cycle-Technologie:** Diese Technologie verbessert die Bildqualität und sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Untersuchungsbereichs.
5. **Wasser- und Luftinsufflation:** Das Koloskop kann mit Wasser oder Luft insuffliert werden, um die Sicht während der Untersuchung zu verbessern.
6. **Kompatibilität mit anderen Systemen:** Es lässt sich gut in bestehende Endoskopie-Systeme integrieren und kann mit verschiedenen Olympus-Bildverarbeitungssystemen verwendet werden.
7. **Dokumentationsmöglichkeiten:** Die Möglichkeit zur Dokumentation von Befunden durch Anschluss an digitale Systeme erleichtert die Nachverfolgung von Patienteninformationen.

Das Olympus CF-HQ190L ist ein leistungsstarkes Werkzeug für Gastroenterologen und trägt dazu bei, die Effizienz und Genauigkeit bei endoskopischen Untersuchungen zu erhöhen.



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

