



## [OLYMPUS CF-Q160L COLONOSCOPE](#) [VIDEOKOLONOSKOP](#)

SKU: EY102024

~~3.999,00 €~~ **3.510,00 €**



---

Categories: [Viseokolonoskop](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Olympus CF-Q160L ist ein Videokolonoskop, das in der Gastroenterologie zur Untersuchung des Dickdarms eingesetzt wird. Es gehört zur Produktlinie von Olympus, die für ihre hochwertigen Endoskope bekannt ist. Hier sind einige der Hauptmerkmale und Vorteile des CF-Q160L Kolonoskops:

1. **Bildqualität:** Das CF-Q160L bietet eine hervorragende Bildqualität mit hochauflösenden Kameras, die es Ärzten ermöglichen, klare und detaillierte Bilder des Dickdarms zu erhalten. Dies ist entscheidend für die Diagnose von Erkrankungen wie Polypen, Entzündungen oder Tumoren.
2. **Flexibilität und Handhabung:** Das Kolonoskop ist so konstruiert, dass es eine hohe Flexibilität aufweist, was die Navigation durch den Dickdarm erleichtert. Dies verbessert den Komfort für den Patienten und die Effizienz für den Arzt.
3. **Ergonomisches Design:** Das Gerät ist ergonomisch gestaltet, um eine einfache Handhabung während des Verfahrens zu gewährleisten. Dies kann dazu beitragen, Ermüdung bei längeren Eingriffen zu reduzieren.
4. **Videofunktionalität:** Als Videokolonoskop ermöglicht es die Echtzeitübertragung von Bildern auf einen Monitor, sodass das medizinische Personal während der Untersuchung sofortige Rückmeldungen erhält.
5. **Anwendungen:** Das CF-Q160L wird häufig für routinemäßige Vorsorgeuntersuchungen (z.B. Darmkrebsvorsorge), diagnostische Untersuchungen und therapeutische Eingriffe verwendet.
6. **Zubehör und Kompatibilität:** Es gibt eine Vielzahl von Zubehörteilen und Instrumenten, die mit dem Kolonoskop verwendet werden können, um verschiedene diagnostische und therapeutische Verfahren durchzuführen.



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

