



[OLYMPUS CF-Q165L KOLOSKOP - VIDEOKOLOSKOP](#)

SKU: AW122024-NV

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Videokoloskop](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Olympus CF-Q165L ist ein flexibles Videokoloskop, das in der Gastroenterologie verwendet wird, um den Dickdarm zu untersuchen. Es gehört zur Produktlinie von Olympus, die für ihre hochwertigen Endoskope bekannt ist. Hier sind einige Merkmale und Vorteile des CF-Q165L:

1. **Flexibilität:** Das Koloskop bietet eine hohe Flexibilität, was die Navigation durch den Dickdarm erleichtert und eine gründliche Untersuchung ermöglicht.
2. **Bildqualität:** Mit fortschrittlicher Bildgebungstechnologie liefert das Koloskop hochauflösende Bilder, die eine präzise Diagnose unterstützen.
3. **Ergonomisches Design:** Das Design des Koloskops ist auf den Komfort des Arztes ausgelegt, was längere Eingriffe erleichtert.
4. **Zugänglichkeit:** Das Koloskop ermöglicht es Ärzten, schwer zugängliche Bereiche des Dickdarms zu erreichen und zu inspizieren.
5. **Dokumentation:** Die Möglichkeit, Videos und Bilder während der Untersuchung aufzunehmen, unterstützt die Dokumentation und Nachverfolgung von Befunden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

