



OLYMPUS CLK-4 // CLK4 CLK 4
KALTLICHTQUELLE - HALOGEN KALTLAMPE
CLK-4 FÜR ENDOSKOPE

SKU: X092023

535,50 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Olympus Kaltlichtquelle, Modell: CLK-4,
150 Watt Halogen und stufenloser Helligkeitssteuerung,
Luft- und Wasserzufuhrfunktion, tragbar,
im guten Zustand,
gebraucht.

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Flexible Endoskope & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Olympus Kaltlichtquelle, Modell: CLK-4,
150 Watt Halogen und stufenloser Helligkeitssteuerung,
Luft- und Wasserzufuhrfunktion, tragbar,
im guten Zustand,



gebraucht.

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 12 kg



GALLERIE

