



[OLYMPUS CLK-4 KALTLICHTQUELLE HALOGEN](#)

SKU: FK012025

~~499,00 €~~ **468,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Olympus CLK-4 ist eine hochwertige Kaltlichtquelle mit Halogenbeleuchtung, die in der Endoskopie und anderen medizinischen Bereichen für eine präzise und effektive Beleuchtung sorgt. Mit ihrer langlebigen Halogenlampe, einstellbarer Lichtintensität und der Fähigkeit, eine hohe Farbtreue zu bieten, ist sie ein unverzichtbares Werkzeug für medizinische Fachkräfte, die klare und helle Sicht bei Eingriffen und Untersuchungen benötigen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

