



OLYMPUS CLV-S20 XENON KALTLICHTQUELLE

SKU: AR102016

799,00 €

Xenon Kaltlichtquelle für starre Endoskope,
Leistung : 300 Watt

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Xenon Kaltlichtquelle für starre Endoskope,
Leistung : 300 Watt

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256



Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight

12 kg



GALLERIE

