



OLYMPUS CLV-S20 XENON KALTLICHTQUELLE

SKU: AR102016

799,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Xenon Kaltlichtquelle für starre Endoskope,
Leistung : 300 Watt

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Xenon Kaltlichtquelle für starre Endoskope,
Leistung : 300 Watt

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03



Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 12 kg



GALLERIE

