



## OLYMPUS CLV-S40 // CLV S 40 KALTLICHTQUELLE // LICHTQUELLE // LIGHT SOURCE

**SKU:** EK092020-V // DX112019 // JH072021 // JE072021

Die **Olympus CLV-S40** ist eine leistungsstarke Kaltlichtquelle, die eine helle und stabile Beleuchtung für endoskopische Anwendungen gewährleistet. Dank ihrer effizienten Lichtführung sorgt sie für optimale Sichtverhältnisse bei minimaler Wärmeentwicklung.



---

**Categories:** [Flexible Endoskope & Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Olympus CLV-S40** ist eine hochmoderne **Kaltlichtquelle**, die speziell für medizinische Endoskopie-Anwendungen entwickelt wurde. Sie gewährleistet eine brillante und homogene Ausleuchtung, die für präzise Diagnosen und sichere Eingriffe unerlässlich ist.

Dank ihrer innovativen Lichttechnologie liefert die CLV-S40 eine **hohe Lichtintensität** bei gleichzeitig minimaler Wärmeentwicklung, was die Sicherheit für Patient und Anwender deutlich erhöht. Die Kaltlichtquelle ist kompatibel mit einer Vielzahl von Endoskopen und kann flexibel in unterschiedlichen medizinischen Fachbereichen eingesetzt werden.

### **Wesentliche Merkmale der Olympus CLV-S40 Kaltlichtquelle:**

- **Hochwertige Lichtqualität:** Gleichmäßige und helle Beleuchtung für optimale Sichtverhältnisse.
- **Minimale Wärmeabgabe:** Reduziert das Risiko von Gewebsschäden während der Untersuchung.
- **Lange Lebensdauer:** Robuste Bauweise und langlebige Lichtquellenkomponenten sorgen für zuverlässigen Dauerbetrieb.
- **Einfache Bedienung:** Intuitive Steuerung und schnelle Anschlussmöglichkeiten.



- **Vielseitige Kompatibilität:** Geeignet für verschiedene Endoskopmodelle und medizinische Anwendungen.
- **Kompaktes Design:** Platzsparend und leicht integrierbar in bestehende Untersuchungsumgebungen.

Die CLV-S40 unterstützt medizinisches Personal dabei, Untersuchungen präzise und effizient durchzuführen, indem sie eine optimale Beleuchtung sicherstellt. Ihre Zuverlässigkeit und hochwertige Verarbeitung machen sie zu einer unverzichtbaren Lichtquelle für den klinischen Alltag.

**Fazit:** Die **Olympus CLV-S40 Kaltlichtquelle** vereint modernste Lichttechnik mit anwenderfreundlichem Design und bietet damit eine erstklassige Lösung zur Beleuchtung in der Endoskopie. Sie trägt maßgeblich zur Verbesserung der Bildqualität und somit zur Steigerung der diagnostischen Genauigkeit bei.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

