



[OLYMPUS CV-160 ECV-160 EVIS EXERA VIDEO PROCESSOR](#)

SKU: X012024

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Olympus CV-160 und CLV-160 sind medizinische Endoskopie-Systeme, die häufig in der Gastroenterologie eingesetzt werden. Der CV-160 ist ein Video-Prozessor, der hochauflösende Bilder von Endoskopien liefert, während der CLV-160 ein Lichtquelle ist, die für die Beleuchtung während der Untersuchung sorgt. Beide Geräte sind darauf ausgelegt, die Bildqualität und die Benutzerfreundlichkeit während endoskopischer Verfahren zu verbessern.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

