




[OLYMPUS CV-180 CV180 ENDOSKOPIE-PROZESSOR](#)

SKU: P032025 - N082025 - AD102025

~~2.499,00 €~~ 2.222,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Der **Olympus CV-180** Endoskopie-Prozessor bietet eine hochauflösende Bildverarbeitung und zuverlässige Steuerung für präzise diagnostische Untersuchungen. Mit fortschrittlicher Technologie unterstützt er eine klare Visualisierung und optimiert den Workflow in der Endoskopie.



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#), [Flexible Endoskope & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Olympus CV-180 Endoskopie-Prozessor** ist ein hochmodernes, vielseitig einsetzbares Gerät zur Bildverarbeitung in der endoskopischen Diagnostik und Therapie. Dieses System wurde speziell entwickelt, um eine exzellente Bildqualität und eine intuitive Bedienung zu gewährleisten, wodurch Ärzte eine präzise und effiziente Untersuchung von Hohlorganen ermöglichen.

Hauptmerkmale des Olympus CV-180:

- **Hochauflösende Bildgebung:** Der CV-180 liefert brillante, detailreiche Bilder mit hervorragender Farbdarstellung, die eine genaue Beurteilung der Schleimhautstrukturen ermöglicht.
- **Fortschrittliche Lichtquelle:** Ausgestattet mit einer leistungsstarken Halogenlampe, sorgt der Prozessor für eine gleichmäßige und optimale Ausleuchtung des Untersuchungsbereichs.
- **Vielfältige Bildverarbeitungsmodi:** Verschiedene Modi wie Weißlicht, NBI (Narrow Band Imaging) zur Verbesserung der Gefäßdarstellung und Kontrastverstärkung unterstützen die differenzierte Diagnostik.



- **Einfache Integration:** Kompatibel mit einer breiten Palette von Olympus-Endoskopen und Zubehör, lässt sich der CV-180 nahtlos in bestehende Endoskopiesysteme integrieren.
- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Intuitive Steuerungselemente und übersichtliche Menüs ermöglichen eine schnelle Anpassung der Einstellungen während der Untersuchung.
- **Zuverlässigkeit und Langlebigkeit:** Olympus steht für hohe Qualitätsstandards und der CV-180 ist robust konstruiert, um den Anforderungen des Klinikalltags standzuhalten.

Technische Details im Überblick:

- Bildverarbeitung: Digital, hochauflösend
- Lichtquelle: Halogenlampe
- Kompatible Endoskope: Flexible und starre Olympus-Endoskope
- Anschlüsse: Mehrere Video- und Datenanschlüsse für externe Geräte
- Bedienung: Touchscreen und Tastenfeld

Der Olympus CV-180 Endoskopie-Prozessor ist somit eine exzellente Wahl für medizinische Einrichtungen, die Wert auf präzise Diagnostik, hohe Bildqualität und zuverlässige Technik legen. Durch seine vielseitigen Funktionen unterstützt er Ärzte dabei, Untersuchungen effizient durchzuführen und fundierte klinische Entscheidungen zu treffen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

